

# DAE de formation Powerheart G5



## Caractéristiques techniques

Le défibrillateur de formation Powerheart® G5 joue un rôle clé dans la réussite de votre programme de DAE.

Être prêt à intervenir grâce à Rescue Ready® signifie plus que la simple mise à disposition de DAE, les intervenants potentiels doivent être préparés et savoir quoi faire face à un arrêt cardiaque soudain. Le défibrillateur de formation Powerheart G5 a été conçu à cet effet. Ce dispositif destiné à la formation est doté des fonctions du Powerheart G5. Il simule un DAE sans administrer de choc électrique, permettant ainsi une expérience pratique d'intervention in-situ.

- Comprend quatre scénarios d'intervention
- Les instructeurs peuvent varier les conditions d'utilisation du DAE et de l'intervention afin de tester les réactions des étudiants à l'aide de la télécommande sans fil
- Les instructeurs peuvent mettre en pause les scénarios et ainsi poursuivre l'enseignement tout au long de la formation
- Le dispositif de formation prend en charge le fonctionnement automatique et semi-automatique du DAE
- Les étudiants peuvent s'exercer avec des électrodes pour adulte réutilisables (avec ou sans ICPR) et/ou des électrodes pour enfant réutilisables.

Le défibrillateur de formation Powerheart G5 est un moyen facile pour continuer de s'exercer.

Le défibrillateur de formation G5 vous offre une grande flexibilité, ce qui vous garantit que les compétences de vos secouristes sont à jour et que votre équipe est prête à intervenir (Rescue Ready®)

### Utilisateurs :

- Instructeurs DAE/RCP
- Intervenants désignés sur le lieu de travail
- Personnel des services d'urgence
- Toute personne souhaitant apprendre à utiliser un DAE

### Avantages principaux :

**Exercice pratique.** Les étudiants acquièrent une expérience concrète permettant de porter assistance à une victime d'arrêt cardiaque soudain. Grâce à la simulation du retour d'information sur la RCP, ils peuvent se familiariser et apprendre à réaliser une RCP efficace.

**Facilité d'utilisation.** Des instructions vocales claires guident les étudiants lors d'une intervention simulée, et le métronome intégré définit le rythme approprié des compressions thoraciques. Configurable dans plusieurs langues pour plus de flexibilité.

**Préparation.** Grâce à quatre scénarios d'intervention préprogrammés, les étudiants apprendront à réagir dans différentes situations.

# ZOLL®

# Spécifications du DAE de formation Powerheart G5

## Présentation

<b>Interactif</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quatre scénarios d'intervention préprogrammés, conformes aux recommandations de l'American Heart Association (AHA) et du Conseil Européen de Réanimation (ERC)</li><li>• Permet d'avancer les étapes de l'intervention et de modifier les paramètres à l'aide d'une télécommande infrarouge sans fil</li><li>• Permet de mettre en pause les scénarios et ainsi poursuivre l'enseignement tout au long de la formation</li><li>• Les messages vocaux et textuels représentent fidèlement le contexte sonore lors d'une situation d'intervention réelle</li><li>• Les instructeurs peuvent fournir des instructions correctives grâce à la technologie ICPR, portant sur la fréquence, la profondeur et la réexpansion avec la télécommande sans fil</li></ul>
<b>Polyvalent</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permet de modifier les scénarios d'intervention pour introduire différentes variables</li><li>• Permet de simuler des rythmes choquables et non choquables</li><li>• Permet de contrôler les compétences des étudiants pendant les simulations</li><li>• Comprend plus de 30 options de langue — configurables selon les besoins</li></ul>
<b>Économique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Électrodes de formation réutilisables</li><li>• Compatible avec tout type de mannequin dédié à la RCP</li><li>• Le dispositif de formation est alimenté par trois piles alcalines de type C ; la télécommande sans fil fonctionne avec deux piles alcalines de type AAA</li><li>• Le défibrillateur de formation Powerheart G5 prend en charge le fonctionnement automatique et semi-automatique du DAE</li></ul>
<b>Sécurité</b>	Les défibrillateurs de formation Cardiac Science ne génèrent pas et n'administrent pas de chocs de défibrillation
<b>Dimensions</b>	8 cm x 32 cm x 24 cm
<b>Numéro de référence</b>	<p><b>190-5020-001</b> : Dispositif de formation G5, électrodes de formation pour adulte Le kit comprend : défibrillateur de formation Powerheart G5, (1) paire d'électrodes de formation pour adulte, (1) télécommande sans fil à infrarouge, (1) CD contenant le guide d'utilisation avec plus de 30 options de langue, un cache transparent de la version automatique, et des instructions de configuration des langues</p> <p><b>190-5020-002</b> : Dispositif de formation G5, électrodes de formation pour adulte équipées de la technologie ICPR Le kit comprend : défibrillateur de formation Powerheart G5, (1) paire d'électrodes de formation pour adulte équipées de la technologie ICPR, (1) télécommande sans fil à infrarouge, (1) CD contenant le guide d'utilisation avec plus de 30 options de langue, un cache transparent de la version automatique, et des instructions de configuration des langues</p> <p><b>XTRPAD004A</b> : Électrodes de formation pour adulte réutilisables</p> <p><b>XTRPAD006A</b> : électrodes de formation pour enfant réutilisables</p> <p><b>XTRPAD005A</b> : Électrodes de formation pour adulte réutilisables équipées de la technologie ICPR</p>

**ZOLL MEDICAL CORPORATION**

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Powerheart, Rescue Ready et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé aux États-Unis. MCN MP 2106 0275-02

Ces dispositifs médicaux Classe IIb sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

Pour obtenir les adresses et numéros de fax des filiales, ainsi que pour tout autre site dans le monde, rendez-vous sur le site [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

**ZOLL**®