



Bilan lipidique

Analyseur de lipides pour une utilisation mobile

STANDARD™ *LipidoCare*

Taille compacte, hautes performances !

- ✓ 3 analyses avec une seule goutte de sang : cholestérol total, triglycérides et HDL-cholestérol
- ✓ Permet également le calcul des paramètres : LDL-cholestérol, LDL/HDL et non-HDL
- ✓ Bilan lipidique en seulement 3 minutes / 35 µL de sang
- ✓ Compact et mobile : adapté à une utilisation sur le lieu de soins
- ✓ Protection spécialement conçue pour protéger l'appareil de la lumière directe du soleil
- ✓ Fonctionne sur piles : autonomie par rapport à l'alimentation secteur
- ✓ Grande mémoire interne (>500 résultats) - les résultats peuvent être transférés sur ordinateur, pour une visualisation globale via le logiciel de gestion des données


CE 0123



- ✓ Système d'analyse mobile (POCT)
- ✓ Multi-tests
- ✓ Résultats de tests cliniquement précis

Caractéristiques de l'appareil :

Méthode	photométrie
Mesure	Bilan lipidique (cholestérol total, triglycérides et HDL-cholestérol - calcul de LDL-cholestérol, LDL/HDL et non-HDL)
Plage de mesure	TC : 100 ~ 450 mg/dL, HDL : 25 ~ 95 mg/dL TG : 45 ~ 650 mg/dL Calcul de LDL-cholestérol, LDL/HDL et non-HDL
Étalonnage	puce codée
Volume d'échantillon	Multi-test : 35 µL
Type d'échantillon	sang prélevé au bout de doigt, sang total veineux/sérum/plasma (EDTA ou héparine)
Taille	Portable (6,7 x13 cm)
Temps d'analyse Cholestérol	Cholesterin Cholestérol (3 minutes)
Conversion d'unité	Oui (mg/dL – mmol/L)
Durée de vie - bandelette de test	18 mois
Température de stockage - bandelettes de test	2~32 °C (36 ~ 90 °F)
Emballage des bandelettes	Emballage individuel
Transmission des données	Câble Mini USB (non fourni)



Notre **équipe francophone** se tient à votre disposition pour toute demande d'information. Contactez nous au **0800 915 240** (France), **0800 718 82** (Belgique), **0800 564 720** (Suisse), **800 211 16** (Luxembourg) ou par email à dept.ventes@nal-vonminden.fr

We help you care!

